

Body Fat Analyzer

Vücut Analiz Baskülü

BFA-90

OWNER'S MANUAL

KULLANIM KILAVUZU



product images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

CAS

CAS BFA-90 Vücut Analiz Cihazını seçtiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Bu ürünü güvenli kullanabilmek için, lütfen kullanım kılavuzunun tamamını dikkatlice okuyunuz. İlerleyen süreçte herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, tekrar göz atabilmek adına bu kullanım kılavuzunu saklayınız.

İÇİNDEKİLER

Sık sorulan sorular	4
Ölçüm Sonuç Tablosu	
- Vücut Yağ Oranı	4
- Kas Oranı	4
- Kemik Kütlesi	4
- Vücut Su Oranı (Hidrasyon)	5
- BMI (Vücut Kitle İndeksi)	5
Teknik Özellikler	5
Tuş Takımı İşlevi	6
Kullanım	6
Kılavuz	8
Uyarılar	9
Bakım	10
Garanti	10

Sık sorulan sorular

Ekranda görüntülen "----" simgesi ile ilgili bir sorunuz mu var?

- artı otomatik olarak sıfıra ayarlıdır, lütfen bir saniye bekleyiniz, "0" görüntülenecektir.
- Tartıda kayıtlı hiçbir parametre bulunamadı, lütfen kişisel parametrenizi giriniz.

Tartı sadece ağırlığı görüntülüyor, onun dışında herhangi bir vücut yağ oranı göremiyor musunuz?

Vücut yağ oranını ölçerken, herhangi bir titreme hareketi vücut yağ oranı ölçümünü bozacaktır.

Lütfen tartım yaparken dik bir pozisyonda durunuz ve ayağınızın çıplak olduğundan emin olunuz. Ayaklarınız, tartının metal yüzeyine tam temas etmelidir.

Vücut yağ oranı, normalden daha mı yüksek görüntüleniyor?

Lütfen cinsiyet, boy ve yaş bilgilerinden oluşan kişisel parametrenizi tekrar kontrol edin. Ayaklarınız çıplak, temiz ve kuru olmalıdır. Ayaklarınız metal yüzey ile tam temas etmelidir. Terlemeniz, heyecanlanmanız veya ayağınızda nasır bulunması vücut yağ oranınızın ölçümünü etkileyecektir.

Ölçüm Sonucu Tablosu

Vücut yağ oranı (%)

Yaş	Kadın				Erkek			
	Düşük yağ oranı (-)	Sağlıklı (0)	Aşırı yağ oranı (+)	Obezite (++)	Düşük yağ oranı (-)	Sağlıklı (0)	Aşırı yağ oranı (+)	Obezite (++)
10~20	≤19,5	19,6-33,5	33,6-38,5	≥38,6	≤9,5	9,6-20,5	20,6-25,5	≥25,6
21~30	≤20,0	20,1-34,0	34,1-39,0	≥39,1	≤10,0	10,1-21,0	21,1-26,0	≥26,1
31~40	≤20,5	20,6-34,5	34,6-39,5	≥39,6	≤10,5	10,6-21,5	21,6-26,5	≥26,6
41~50	≤21,0	21,1-35,0	35,1-40,0	≥40,1	≤11,0	11,1-22,0	22,1-27,0	≥27,1
51~60	≤21,5	21,6-35,5	35,6-40,5	≥40,6	≤12,0	12,1-23,0	23,1-28,0	≥28,1
61~70	≤22,0	22,1-36,0	36,1-41,0	≥41,1	≤13,0	13,1-24,0	24,1-29,0	≥29,1
71~80	≤22,5	22,6-36,5	36,6-41,5	≥41,6	≤14,0	14,1-25,0	25,1-30,0	≥30,1

Kas Oranı (%)

Kas	Kadın	Erkek
	>30	>35

Kemik kütlesi (kg)

	Kadın			Erkek		
	<45	45~60	>60	<60	60~75	>75
Ağırlık						
Kemik kütlesi	1.8	2.2	2.5	2.5	2.9	>3.2

Vücut Su Oranı (Hidrasyon) (%)

Yaş	Kadın				Erkek			
	Düşük (-)	Normal (0)	Aşırı yüksek (+)	Yüksek (++)	Düşük (-)	Normal (0)	Aşırı yüksek (+)	Yüksek (++)
10~20	≤56,0	56,1–62,0	62,1–68,0	≥68,1	≤58,0	58,1–65,0	65,1–72,0	≥72,1
21~30	≤54,0	54,1–60,0	60,1–66,0	≥66,1	≤56,0	56,1–63,0	63,1–70,0	≥70,1
31~40	≤51,0	51,1–57,0	57,1–63,0	≥63,1	≤54,0	54,1–61,0	61,1–68,0	≥68,1
41~50	≤48,0	48,1–54,0	54,1–60,0	≥60,1	≤51,0	51,1–58,0	58,1–65,0	≥65,1
51~60	≤45,0	45,1–51,0	51,1–57,0	≥57,1	≤48,0	48,1–55,0	55,1–62,0	≥62,1
61~70	≤42,0	42,1–48,0	48,1–54,0	≥54,1	≤45,0	45,1–52,0	52,1–59,0	≥59,1
71~80	≤38,0	38,1–44,0	44,1–50,0	≥50,1	≤42,0	42,1–49,0	49,1–56,0	≥56,1


BMI (vücut kitle indeksi) = kilo (kg) / (boy)² (m²) %

VÜCUT	Düşük yağ oranı	Standart	Aşırı yağ oranı	Obezite
BMI	< 16,5	16,5–25	25–30	> 30

Teknik Özellikler

Ürün Adı	Vücut Analiz Cihazı (BFA-90)
Yüksek hassasiyetli gerilim ölçer sensör sistemi ile donatılmıştır	
Maks. Ağırlık	180kg
Min. Ağırlık	8kg
Kilo Ölçü Birimleri	KG
BMI/Vücut yağı/Kas/Su oranı	0.1%
Vücut kemiği oranı	0.1kg
Vücut yağı ölçümü için yaş aralığı	10~80 yaş
Boy aralığı	100 ~ 220cm/3ft-3in ~ 7ft-3in
Vücut kemik ölçümü aralığı	0 ~ 15kg
Kas ölçümü aralığı	13.0 ~ 100.0%
Yağ ölçümü aralığı	5 ~ 50%
Su ölçümü aralığı	35 ~ 75%
Boy ölçü birimleri	cm/ft
Bellek Hafızası	4 kişi
Aşırı yük/ Düşük pil göstergesi	
Otomatik sıfırlama/ Otomatik kapanma	
Güç	Otomatik şarj dolum kontrolü
Pilsiz teknoloji	

Tuř Takımı İřlevi



- 1 Veri giriři esnasında girdiđiniz deđeri arttırır veya cinsiyeti hızlıca deđiřtirir.
- 2 Veri giriři esnasında girdiđiniz deđeri azaltır veya cinsiyeti hızlıca deđiřtirir.
- 3 Veri giriřini onaylar.
- 4 Yukarıdaki iřlemler adına herhangi bir hata durumunda son adıma geri dđnmenizi sađlar. Parametreyi hızlı bir řekilde ayarlamak istiyorsanız dđđmelerden birine uzun sđre basınız.

Kullanım

Kullanmadan 6nce, baskđlđ sert ve dđz bir yđzeeye koyunuz.
Kullanıma bařlayabileceđiniz iki modu mevcuttur.



1. Mod: Sadece tartım i6indir, ekstra analiz yapılamaz.



- Magic-Start dđđmesine en az iki kez hızlıca basın
- Cihaz 6alıřmaya bařladıđında, lđtfen ekranda "0.0" g6rđnene kadar bekleyin.

! Ekranda "0.0" g6stergesi g6rđnene kadar tartıya 6ıkmayınız.

2. Mod: Tartım ve diğer analizler için kullanılabilir



tartım ve diğer analizler için kullanılabilir

1. Adım: Cihazı çalıştırmak için ayağınız ile güç düğmesine en az iki kez hızlıca basın. İlk kullanımdan önce aile üyesi numarası seçmek, ilgili kişisel verilerinizi hafızaya girmek ve ayarlamak için **1** **2** **3** **4** tuşlarından herhangi birine uzun süre basın.




2. Adım: Cinsiyet Seçimi

Ekranda "ERKEK" göstergesi var iken

Erkek veya kadın seçimi için sırasıyla **1** veya **2** tuşuna basınız.


Onaylamak için **3** tuşuna basınız



3. Adım: Birim ayarı :

Ekranda seçili birim görüntülenirken, diğer birimleri görüntülemek için **1** veya **2** tuşuna basınız.

Onaylamak için, **3** tuşuna basınız.




4. Adım: Boy ayarı :

Ekranda boy ayarı görüntülenirken;

Boy ayarını değiştirmek için **1** veya **2** tuşuna basınız.

Onaylamak için, **3** tuşuna basınız.




5. Adım: Yaş ayarı :

Ekranda yaş ayarı görüntülenirken;

Yaşı değiştirmek için, **1** veya **2** tuşuna basınız.


Onaylamak için, **3** tuşuna basınız.

Parametreyi hızlı bir şekilde ayarlamak istiyorsanız düğmelerden birine uzun süre basınız.





6. Adım :
Tartım ve ölçüm:



Eğer ekranda soldan sağa doğru "0..." ifadesi görüntüleniyor ise, analiz ediyor demektir. Lütfen ağırlığınız ekranda sabitlenene kadar tartıdan inmeyiniz.



! NOT

- 1) Ekranda "0.0" görüntülendiğinde, tartıya temiz, kuru ve çıplak ayakla çıkınız. Ayaklarınız elektrotların üzerinde dengeli bir şekilde durmalı ve elektrotların dışında durmamalıdır.
- 2) İkinci kullanımdan önce, doğrudan ölçüme başlamak için birkaç saniye **1 2 3 4** tuşuna basabilirsiniz
- 3) "  " düğmesi ölçüm birimlerini değiştirmez. Lütfen 2. Mod'un 2. Adımında belirtilen tuşları kullanınız.

Kılavuz

Hata Göstergeleri



Aşırı Yük Göstergesi

Tartıya aşırı yük bindiğinde [250 kg'dan fazla], ekranda "Err1" simgesi görünecektir.



"Err2" simgesi, yağ oranı ölçümünde bir hata oluştuğunu belirtir.



Düşük pil göstergesi

Ekranda "  " simgesini görmeyizden ardından, birkaç saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır. U-power düğmesine basarak, kolayca yeniden şarj edebilirsiniz!

Uyarılar

Güvenlik Uyarıları

- Tartı, kalp pili olan veya benzeri farklı bir tıbbi nakil işlemi geçirmiş kişiler için uygun değildir. Vücudunuzdan geçen iç akım direnci, tıbbi ekipmanınızın normal çalışmasını engelleyecektir.
- Bu tartı evde kullanılması üzere tasarlanmıştır. Herhangi bir tıbbi amaç için medikal bir ekipman olarak kullanamazsınız.
- Islak ve kaygan zeminde kullanmayın, herhangi bir düşme tehlikesini önlemek için ölçeğin kenar kısmına yakın durmayın.
- Hamile, yaşlı veya engellilerin kullanması önerilmemektedir.

Çalıştırma Uyarıları

Vücut yağ oranı ölçümü, vücuttaki sıvı miktarına göre değişebilir. Aynı zamanda beslenme şekli, fazla alkol tüketimi, ağır egzersiz, bazı reçeteli ilaçlar veya diüretik ilaç kullanımı, herhangi bir hastalık da vücut yağ oranı ölçümünüzü etkileyecektir. Kadınlar için, adet döngüsü de bu ölçümü etkileyen bir faktördür.

- Lütfen çoraplarınızı çıkarınız. Çıplak ayağınızı temiz ve kuru tutunuz.
- Tartıyı kıyafetlerinizi çıkararak kullanmanız tavsiye edilir. Herhangi bir kıyafet, ölçüm sonucunu etkileyecektir.
- Aşırı diyet veya su kaybı, ölçümü olumsuz yönde etkileyecektir.
- Ağır egzersiz, ölçümü olumsuz yönde etkileyecektir.
- Kararsız veya yanlış ölçüm, metal yüzey ile tam temas etmemenizden kaynaklanıyor olabilir. Lütfen tartının üzerindeki kiri temizleyiniz ve tartının üzerine talimatlarda belirtilen adımları uygulayarak çıkınız.
- Ölçüm esnasında sabit durmanız gereklidir, herhangi bir sarsıntı tartının yanlış ölçüm yapmasına sebep olacaktır. Aşağıdaki grupların, tartıyı kullanmaması önerilir:
 1. 10 yaş altı veya 80 yaş üstü kişiler.
 2. Atletik veya kaslı vücut tipi (vücut geliştirici) olanlar
 3. Hamile veya ödemi olan kişiler.
- Yukarıdaki gruplar için, ölçümler yalnızca bir fikir vermesi amaçlı yapılabilir. Bu gruplar için tartı net sonuç vermeyecektir.

AÇIKLAMALAR

Sürekli yapılan geliştirmeler nedeniyle, ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ürün görünümünde renk gibi bir değişiklik olması halinde, ürün rengine göre bir değişiklik yapılacaktır.

Bakım

Lütfen tartıyı temiz ve düz bir yüzeye yerleştirin.

- Lütfen tartıyı ortam sıcaklığı aşırı yüksek veya düşük olan yerlerde kullanmayınız.
- Bu tartı son derece hassas bir elektronik cihaz olduğu için lütfen tartının üzerine atlamayın, aşırı baskı uygulamayın veya düşürmeyin.
- Cam panelin çizilmesini önlemek için, herhangi bir ölçüm sırasında ayakkabı vb. bir şey giymemeniz önerilir.
- Tartıyı temizlerken lütfen sadece normal bez kullanın ve zarar görmemesi için kimyasal temizleyiciler kullanmayın.
- Bu tartı yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır ve herhangi bir nedenle ticari olarak kullanılmamalıdır. < Vücut Yağ Oranı Tablosu > yalnızca referans amaçlıdır.
- Sık kullanılmıyorsa lütfen pili tartıdan çıkarınız.

Garanti

- CAS ürünleri, malzeme ve işçilik kusurları adına, satın alındığı tarihten itibaren Bir yıl süreyle normal kullanım dahilinde garantilidir.
- Bu garantiye, kötü kullanım veya kötü kullanımdan kaynaklanan hasarlar dahil DEĞİLDİR. Garanti kapsamı dışında olan diğer durumlar, aşağıda belirtilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere:
Yetkili servis harici tamir, onarım veya değişikliklerin neden olduğu hatalar;
Taşıma sırasında çarpma veya düşürmenin neden olduğu hasarlar;
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun olmayan, hatalı kullanımlardan kaynaklanan hasarlar;
Önerilen bakımın sağlanmaması sonucu oluşan arıza veya hasarlar;
Güç kaynağının yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlar.
- Bu cihaz garanti kapsamında bakım (veya bizim kararımız üzerine değişim) gerektiriyorsa, lütfen orijinal kutusu ile birlikte CAS ödemeli olarak cihazınızı teslim ediniz. İade için; satın alma esnasında mağazamızdan aldığınız fatura (satın aldığınız tarih ile birlikte) ve iade nedenlerinizi belirten bir not ile birlikte iade edebilirsiniz.

CAS Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Şerifali Mah. | Mevdudi Sok.No:26 | Y.Dudullu - Ümraniye / İstanbul | 34775 | Türkiye
Tel. + 90 216 540 81 20

Thank you very much for selecting the CAS Body Fat Analyzer BFA-90.

Please do read the user manual carefully and thoroughly so as to ensure the safe usage of this product, and keep the manual well for further reference in case you have problems.

TABLE OF CONTENT

Frequently asked questions.....	12
---------------------------------	----

Schedule for reference

- Body fat percentage	12
- Muscle percentage	12
- Bone mass	12
- Body Water (Hydration) percentage	13
- BMI (body mass index)	13

Specification	13
---------------------	----

Key function.....	14
-------------------	----

How to use	14
------------------	----

Manual	16
--------------	----

Attention	17
-----------------	----

Maintenance	18
-------------------	----

Warranty	18
----------------	----

Frequently asked questions

Is there anything wrong with "----" displayed on the screen?

- The scale is auto zero setting, please wait for a second, "0" will be displayed.
- No parameter was found in scale, please input your personal parameter.

The scale is only weight displayed, no any body fat percentage is found?

When measuring the body fat, shaking will disturb the body fat percentage measuring.
Please keep your body straight when weighing, and be sure that your foot bare and keep in good contact with metal sheet on scale.

The body fat percentage is much higher than normal?

Please double-check your personal parameter covering gender, height and age, make sure your bare foot is clear and dry, have a good contact with metal sheet, and big loss of water, quite exciting condition or callus on foot will affect the reading of body fat scale.

Schedule for reference

Body fat percentage (%)

Age	Female				Male			
	Underfat (-)	Healthy (0)	Overfat (+)	Obese (++)	Underfat (-)	Healthy (0)	Overfat (+)	Obese (++)
10~20	≤19.5	19.6~33.5	33.6~38.5	≥38.6	≤9.5	9.6~20.5	20.6~25.5	≥25.6
21~30	≤20.0	20.1~34.0	34.1~39.0	≥39.1	≤10.0	10.1~21.0	21.1~26.0	≥26.1
31~40	≤20.5	20.6~34.5	34.6~39.5	≥39.6	≤10.5	10.6~21.5	21.6~26.5	≥26.6
41~50	≤21.0	21.1~35.0	35.1~40.0	≥40.1	≤11.0	11.1~22.0	22.1~27.0	≥27.1
51~60	≤21.5	21.6~35.5	35.6~40.5	≥40.6	≤12.0	12.1~23.0	23.1~28.0	≥28.1
61~70	≤22.0	22.1~36.0	36.1~41.0	≥41.1	≤13.0	13.1~24.0	24.1~29.0	≥29.1
71~80	≤22.5	22.6~36.5	36.6~41.5	≥41.6	≤14.0	14.1~25.0	25.1~30.0	≥30.1

Muscle percentage (%)

Muscle	Female	Male
	>30	>35

Bone mass (kg)

	Female			Male		
	<45	45~60	>60	<60	60~75	>75
bone mass	1.8	2.2	2.5	2.5	2.9	>3.2

Body Water (Hydration) percentage (%)

Age	Female				Male			
	Low (-)	Normal (0)	Overhigh (+)	High (++)	Low (-)	Normal (0)	Overhigh (+)	High (++)
10~20	≤56.0	56.1~62.0	62.1~68.0	≥68.1	≤58.0	58.1~65.0	65.1~72.0	≥72.1
21~30	≤54.0	54.1~60.0	60.1~66.0	≥66.1	≤56.0	56.1~63.0	63.1~70.0	≥70.1
31~40	≤51.0	51.1~57.0	57.1~63.0	≥63.1	≤54.0	54.1~61.0	61.1~68.0	≥68.1
41~50	≤48.0	48.1~54.0	54.1~60.0	≥60.1	≤51.0	51.1~58.0	58.1~65.0	≥65.1
51~60	≤45.0	45.1~51.0	51.1~57.0	≥57.1	≤48.0	48.1~55.0	55.1~62.0	≥62.1
61~70	≤42.0	42.1~48.0	48.1~54.0	≥54.1	≤45.0	45.1~52.0	52.1~59.0	≥59.1
71~80	≤38.0	38.1~44.0	44.1~50.0	≥50.1	≤42.0	42.1~49.0	49.1~56.0	≥56.1


BMI (body mass index) = weight (kg) / (height)² (m²)%

BODY	Underfat	Standard	Overfat	Obese
BMI	< 16.5	16.5~25	25~30	> 30

Specification

Product Name	Body Fat Analyzer (BFA-90)
Equipped with a high precision strain gauge sensor system	
Max. Weight	180kg
Min. Effective	8kg
Units	KG
BMI/Body fat/Muscle/Water division	0.1%
Body bone division	0.1kg
Age range for body fat	10~80 years
Height range	100~220cm/3ft-3in~7ft-3in
Body bone range	0~15kg
Muscle range	13.0~100.0%
Fat range	5~50%
Water range	35~75%
Height unit	cm/ft
Memory	4 persons
Over-load / Low power indication	
Auto zero resetting / Auto power off	
Power	Automatic power generation control
Battery-free technology	


Key function




- 1** + to increase the data or swift the gender.
- 2** - to reduce the data or swift the gender.
- 3** = to confirm the data input.
- 4** ↻ to go back to last step in case any mistake from above operation.mistake from above operation.
Press one of the buttons for a long time if you want to adjust the parameter quickly.

How to use

Before using, put the scale on the hard and flat surface. There are two modes to start.



Mode 1: For weighing only,no ingredient analysis



- At least two quick stamping on the Magic-Start button will
- Generate power for weighing,please wait until "0.0" appears.

! Do not step on the scale until "0.0" appears.

Mode 2: For weighing and ingredient analysis



for weighing and ingredient analysis.

Step 1: At least two quickly stamping on the power button by your feet to create energy Family user number selection, press any of the key **1** **2** **3** **4** for a long time to setting and input your related personal data into the memory before using for the first time.




Step 2: Gender Selection

When the "MALE" is twinkling

Press **1** or **2** to select male or female

Press **3** to confirm




Step 3: Units setting :

When the unit is twinkling

Press **1** or **2** to change unit

Press **3** to confirm





Step 4: Height setting :

When the height number is twinkling

Press **1** or **2** to change height

Press **3** to confirm




Step 5: Age setting :

When the age number is twinkling

Press **1** or **2** to change age

Press **3** to confirm

Press one of the buttons for a long time if you want to adjust the parameter quickly.





Step 6 : Weighing and measuring:



When "0..." is displayed from left side to right side. It is analyzing.
Please do not leave the scale until your weight is locked on the screen.



NOTE

- 1)When "0.0" appears, stand with clean and dry bare feet on the scale, Your feet must stand evenly on the electrodes and do not stand outside of the electrodes.
- 2)Begin from the second using, you can press **1 2 3 4** for few seconds to begin measuring directly
- 3)This button "UNIT" can not change the units, please change the units on the Step 2 of mode 2.

Manual

Error Indication



Over-load Indication

When the scale is over-loaded[more than 150kg], the screen will appear "Err1".



It means the wrong operation caused the fat percentage "Err2".



Low battery indication

When the screen indication "  ", it will turn off automatically after few seconds.
Simply reload it by stamping on the U-power button!

Attention

Attention for safety

- The scale could not be used for the person have a pacemaker inside or with any other medical transplanting. The impedance passed through our body will have disturbance of the normal working of medical equipment.
- This scale is for family use only, could not do the medical job with any other medical equipment, we do not advise to use it as a medical equipment.
- Do not use it on the wet and slippery floor, do not stand on at the edge of scale to avoid any falling down.
- Advise disable person, pregnant woman, old person to use the scale with help.

Attention for operation

The body fat reading will be varied with the amount of body water and following factor will affected body fat percentage reading, diet style, drinking too much alcohol, heavy exercise, certain prescription drugs or diuretics, illness, or woman's menstrual cycle.

- Please take off your socks and keep your bare foot clean and dry.
- Advice to use the scale without any wearing, your wearing will influence the accuracy of the reading.
- Over diet or water lossing will have negative effect on the reading.
- Heavy exercise will have negative effect on the reading.
- Unstable or incorrect reading is aroused by not good connect with the metal sheet, please clean the dirt on the scale and step on scale as to instruction.
- Keep stable when weighing, any shaking will lead to the unaccuracy of scale weighing.
The scale could not be applied to following groups:
 1. People with age below 10 years old or above 80 years old.
 2. Athletic or muscular body type(body builder)
 3. Pregnant woman, person with dropsy.
- For above group, the reading of scale is only for reference.

REMARKS

Due to continuous improvements, this product is subject to change without notice.
Product appearance, color, if changes, according to the real object please.

Maintenance

Please place the scale on a clean and level surface.

- Please do not use the scale in extreme high or low temperature environment.
- Please do not jump or stamp on the scale and avoid dropping it, as the scale is a highly precise electronic instrument.
- To prevent scratches on glass panel, it is advised not to wear any footwear while taking any measurements.
- When cleaning the scale, please use only normal cloth and no chemical cleaners should be added to avoid any damage to the scale.
- This scale is only designed for home use and should not be used commercially for any reason at all. The < Body Fat Ratio Chart > is for reference purpose only.
- Please remove battery from the scale if it is not used frequently.

Warranty

- CAS warrants its products free of defects in materials and workmanship in normal use for a period of ONE year from the date of retail purchase.
- This warranty does NOT cover damages caused by misuse or abuse, including but not limited to:
 - Failure caused by unauthorized repairs or modifications;
 - Damage caused by shock or drop during transportation;
 - Failure caused by improper operation inconsistent with the instructions stated in this user manual;
 - Malfunction or damage from failure to provide the recommended maintenance;
 - Damage caused by improper use of power supply.
- Should this device require maintenance (or replacement at our option) under warranty, please deliver the original package to CAS prepaid. Please return the store receipt (with the retail purchase date) and a note with reasons to return on it as well.

Body Fat Analyzer

Vücut Analiz Baskülü

BFA-90



Customer Support Center

+ 90 216 540 81 20

CAS Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. | Mevdudi Sok.No:26 |
Y.Dudullu – Ümraniye / İstanbul | 34775 | Türkiye
Tel. + 90 216 540 81 20

CAS